



! LE DOSSIER TECHNIQUE ENREGISTRE SOUS FORMAT PDF EST ETABLI SELON LE MODELE SUIVANT SUR LES 3 CLES USB :



- 1 Seul le dossier technique est transmis au jury : veillez à y placer toutes les pièces justificatives, même celles figurant dans le dossier administratif papier.
- 2 Le titre des fichiers PDF est composé du nom, du prénom, du numéro RPPS du candidat et des initiales du sous-dossier correspondant.
Exemple :
 - le sous-dossier titres et travaux du Dr Agnès Thaisie aura pour titre : ThaisieAgnèsXXXXXXXXXXTT.pdf
 - le sous-dossier services rendus du Dr Agnès Thaisie aura pour titre : ThaisieAgnèsXXXXXXXXXXSR.pdf
- 3 Vérifiez bien le contenu de votre clé avant envoi.

! LE DOSSIER D'INSCRIPTION A TRANSMETTRE A L'ARS EST ETABLI SELON LE MODELE SUIVANT :



- 1 Fermer et affranchir les trois enveloppes sans oblitérer.
- 2 Privilégier des enveloppes résistantes (enveloppes à bulles ou en kraft épais...) par mesure de sécurité.
- 3 Le formulaire et les pièces justificatives de candidature

RAR

Agence régionale de Santé de.....

Inscription concours PH

.....

XXXXX