



LAIT ENRICHİ

QUELS INGRÉDIENTS POUR ENRICHİR LE LAIT ?

- 100G DE LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ (20 CÀS)
- 900ML DE LAIT

AJOUTER LE LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ DANS LE LAIT LIQUİDE EST UNE MÉTHODE COURANTE POUR AUGMENTER LA TENEUR EN PROTÉİNES ET EN CALCIUM DU LAIT.

POUR OBTENİR CETTE QUANTİTÉ, VOUS DEVREZ AJOUTER LA POUDRE AU LAIT, CE QUI ÉQUIVAUT À ENVIRON 2 CÀS POUR 100 ML.

EN AJOUTANT CETTE QUANTİTÉ DE LAIT EN POUDRE ÉCRÉMÉ, VOUS OBTIENDREZ UNE CONSİSTANCE PLUS ÉPAİSSE POUR VOTRE LAIT, AINSİ QU'UNE SAVEUR PLUS RICHE ET PLUS SUCRÉE.

VALEURS
NUTRITIONNELLES
POUR 100G

Energie	Protéines	Fibres
80 kcal	6.4	0