

FICHE 2



Dispositifs médicaux

Composition du kit

Kit perfusion IV/SC

- 1** 1 carré absorbant
2 paires de gants
1 champ absorbant imperméable
5 compresses
1 cathéter court sécurisé 22G (bleu) Dakin®
- 2** 1 perfuseur avec robinet 3 voies
- 3** 1 seringue 3 pièces 20 ml (graduation 1 ml)
- 4** 1 bouchon Luer Lock sans site ou 1 valve anti-reflux
- 5** 1 aiguille 18 G 11/2
1 bandelette adhésive double
1 pansement transparent adhésif
1 boîte à aiguille



Recommandé

Soin des yeux

- 1** Sérum physiologique
Larmes artificielles

Recommandé

Soin de bouche

- 1** Bâtonnet de soins de bouche
Bicarbonate de sodium 1,4% sol pour perf/Bicarbonate de sodium poudre
Vaseline si absence d'oxygène
Pastille/Aequasyl

Recommandé

Rétention urinaire

- 1** Gel lubrifiant ou Xylocaine Gel
Seringue pré-remplie
Gants stériles
Compresses
Dakin®
- 2** Sonde urinaire : CH 12 ou 16
- 3** Poche de recueil

