




LE DOSSIER TECHNIQUE ENREGISTRE SOUS FORMAT PDF EST ETABLI SELON LE MODELE SUIVANT SUR LES 3 CLES USB :



1 Seul le dossier technique est transmis au jury : veillez à y placer toutes les pièces justificatives, même celles figurant dans le dossier administratif papier.

2 Le titre des fichiers PDF est composé du nom, du prénom, du numéro RPPS du candidat et des initiales du sous-dossier correspondant.

Exemple :

- le sous-dossier titres et travaux du Dr Agnès Thaisie aura pour titre :
ThaisieAgnèsXXXXXXXXXXTT.pdf
- le sous-dossier services rendus du Dr Agnès Thaisie aura pour titre :
ThaisieAgnèsXXXXXXXXXXSR.pdf

3 Vérifiez bien le contenu de votre clé avant envoi.



LE DOSSIER D'INSCRIPTION A TRANSMETTRE A L'ARS EST ETABLI SELON LE MODELE SUIVANT :

